




Akku



de	Gebrauchsanweisung.....	3
en	Instructions for use	17

Gebrauchsanweisung

Stand der Information: 2014-07. Technische Änderungen vorbehalten.

WICHTIGE HINWEISE	4
Allgemein.....	4
Gestaltung von Sicherheitshinweisen	4
Umgang mit dem Akku	4
PRODUKTBESCHREIBUNG	5
Lieferumfang	5
Zweckbestimmung	5
Erläuterung zu den LEDs des Akkus.....	5
Produktkombinationen.....	6
Lebensdauer	6
INBETRIEBNAHME	7
Akku laden.....	7
Akku an Kompressor anschließen.....	8
Akku von Kompressor trennen	9
WARTUNG	9
Reinigung des Akkus.....	9
Aufbewahrung	10
FEHLERSUCHE	11
TECHNISCHE DATEN	12
Allgemein.....	12
Umgebungsbedingungen für den Betrieb.....	12
SONSTIGES	13
Transport und Lagerung.....	13
Garantiebedingungen	13
Herstellerangaben	15
Kontakt	15
Zeichenerklärung.....	15

1 WICHTIGE HINWEISE

1.1 Allgemein

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig durch. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung können Verletzungen oder Schäden am Produkt nicht ausgeschlossen werden.

1.2 Gestaltung von Sicherheitshinweisen

Sicherheitsrelevante Warnungen sind in dieser Gebrauchsanweisung in Gefahrenstufen eingeteilt:

- Mit dem Signalwort **WARNUNG** sind Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen können.
- Mit dem Signalwort **VORSICHT** sind Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu leichten bis mittelschweren Verletzungen oder zu Beeinträchtigungen der Therapie führen können.
- Mit dem Signalwort **HINWEIS** sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollten, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

1.3 Umgang mit dem Akku

Verwenden Sie den Akku nur mit PARI Kompressoren des Typs 047. Die Angabe „Type 047“ ist auf dem Typenschild der geeigneten Kompressoren zu finden.

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, setzen Sie den Akku nicht direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen (über 60°C) bzw. starken Chemikalien aus.

Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden. Achten Sie deshalb darauf, dass die Kontakte des Akkus nicht mit Strom leitendem Metall (z.B. Schlüssel) in Berührung kommen.

In der Nähe von offenem Feuer besteht **Explosionsgefahr**.

Der Akku ist nicht spritzwassergeschützt. Schützen Sie den Akku vor Flüssigkeit und Nässe.

Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschließlich das mit dem Kompressor gelieferte Netzteil bzw. den 12 V-Autoadapter von PARI. Die Verwendung von Fremdprodukten kann den Akku beschädigen.

Der Akku darf nicht zerlegt werden. Entsorgen Sie ihn entsprechend den landesspezifischen Entsorgungsregeln.

2 PRODUKTBESCHREIBUNG

2.1 Lieferumfang

Der Akku ist ein Zubehör für Kompressoren des Typs 047. Er wird ohne Ladeadapter geliefert.

2.2 Zweckbestimmung

Der Akku dient der mobilen Spannungsversorgung der PARI Kompressoren des Typs 047.

2.3 Erläuterung zu den LEDs des Akkus

Die LEDs des Akkus zeigen während des Ladens den Ladezustand wie folgt an:



● — Ladeprozessanzeige (erlischt, wenn Akku voll)

● — Ladezustand 75% und mehr

● — Ladezustand 50% bis 74%

● — Ladezustand 25% bis 49%

Während des Betriebs zeigen die LEDs die Akkukapazität wie folgt an:



— Akkukapazität 75% bis 100%

— Akkukapazität 50% bis 74%

— Akkukapazität 25% bis 49%

Die LED blinkt, wenn die Akkukapazität unter 25% gefallen ist. Die Restlaufzeit beträgt dann noch ca. 10 Min., d.h. der Akku muss bald aufgeladen werden.

Wenn alle vier LEDs blinken, hat der Akku eine Fehlfunktion [siehe: 5 FEHLERSUCHE].

2.4 Produktkombinationen

Der Akku ist geeignet für den Betrieb mit allen PARI Kompressoren des Typs 047.

2.5 Lebensdauer

Der Akku hat bei Einhaltung der Umgebungsbedingungen [siehe: 7.1 Transport und Lagerung] eine zu erwartende Lebensdauer von:

- ca. 500 Ladezyklen
- max. 1 Jahr

3 INBETRIEBNAHME

WARNUNG

Flüssigkeiten können Strom leiten, wodurch die **Gefahr eines Stromschlags** entsteht. Fassen Sie deshalb das Netzteil niemals mit feuchten oder nassen Händen an.

3.1 Akku laden

Der Akku kann entweder mit dem Netzteil eines Kompressors vom Typ 047 oder über den optional erhältlichen PARI 12V-Autoadapter geladen werden.

Überprüfen Sie vor jeder Anwendung das Gehäuse des Akkus auf Unversehrtheit. Der Akku darf nicht geladen oder verwendet werden, wenn er beschädigt ist.


Die Akkuladung des Neuproduktes beträgt bis zu 60%. Laden Sie vor dem ersten Gebrauch den Akku voll auf.

Die Aufladezeit des Akkus ist von dessen Alter und Restkapazität abhängig, sie beträgt bei leerem Akku ca. 2 Stunden.

Bei voller Aufladung hat der neue Akku eine Laufzeit von ca. 40 Minuten. Dies entspricht ca. 8-10 Inhalationstherapien bei einer Einfüllmenge von 2,5 ml.


- Verbinden Sie das Netzteil mit der Netzanschlussbuchse des Akkus und anschließend mit einer geeigneten Steckdose.

(Abbildung ähnlich)




Die Ladeprozessanzeige leuchtet auf, d.h. der Akku wird geladen. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die Ladeprozessanzeige [siehe: 2.3 Erläuterung zu den LEDs des Akkus]. Trennen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs zuerst das Netzteil von der Netzsteckdose und dann vom Akku.

Info: Der Akku kann auch über den 12 V-Autoadapter geladen werden: Ist der Kompressor ausgeschaltet, aber über den 12 V-Autoadapter an einer 12 V-Stromversorgung angeschlossen, wird der Akku automatisch aufgeladen.




3.2 Akku an Kompressor anschließen

- Stecken Sie den Akku auf den Kompressor. Drücken Sie beide Komponenten zusammen, bis der Rasthaken der Entriegelungstaste auf der Akkuunterseite eingerastet ist.



3.3 Akku von Kompressor trennen

- Trennen Sie das Netzteil bzw. den Autoadapter vom Akku.
- Drücken Sie den Rasthaken nach innen und ziehen Sie den Akku vom Kompressor ab.



4 WARTUNG


4.1 Reinigung des Akkus



WARNUNG

Flüssigkeiten können Strom leiten, wodurch die **Gefahr eines Stromschlags** entsteht. Schalten Sie deshalb vor jeder Reinigung den Kompressor aus und ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

- Wischen Sie die Außenfläche des Akkus mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.



HINWEIS

Eingedrungene Flüssigkeiten können einen **Defekt** verursachen. Sprühen Sie deshalb keine Flüssigkeit auf den Akku.

Ist Flüssigkeit in den Akku eingedrungen, darf der Akku auf keinen Fall mehr verwendet werden. Setzen Sie sich vor einer erneuten Verwendung des Akkus unbedingt mit dem Technischen Service der PARI GmbH oder mit dem PARI Service Center in Verbindung [siehe: 7.4 Kontakt].

4.2 Aufbewahrung

- Trennen Sie das Netzteil bzw. den 12 V-Autoadapter vom Akku.
- Lagern Sie den Akku geschützt vor Wärmequellen jeglicher Art (z.B. vor anhaltender direkter Sonneneinstrahlung).

Bewahren Sie den Akku immer vom Stromnetz getrennt auf, da ans Stromnetz angesteckte elektrische Geräte eine potenzielle Gefahrenquelle darstellen.

5 FEHLERSUCHE

Bei Fehlern, die in diesem Kapitel nicht aufgeführt sind, oder wenn das vorgeschlagene Vorgehen den Fehler nicht behebt, wenden Sie sich an das Service Center der PARI GmbH.

Fehler	Mögliche Ursache	Vorgehen
Der Akku ist am Kompressor angesteckt, der Kompressor läuft aber nicht.	Der Akku ist leer.	Schließen Sie das Netzteil am Akku an, um den Akku zu laden.
	Es liegt eine Störung am Kompressor oder am Akku vor.	Setzen Sie den Akku zurück: <ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie den Kompressor aus. • Trennen Sie den Akku vom Kompressor [siehe: 3.3 Akku von Kompressor trennen].
Alle 4 LEDs blinken.	<ul style="list-style-type: none"> – Der Akku ist überlastet (> 3,5 A). – Der Akku ist überhitzt. – Der Akku ist leer (tiefentladen). 	<ul style="list-style-type: none"> • Warten Sie mind. 10 Minuten, bevor Sie den Akku wieder in Betrieb nehmen. • Bleibt das Problem bestehen, versuchen Sie, den Akku aufzuladen [siehe: 3.1 Akku laden]. • Bleibt das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich an den Technischen Service [siehe: 7.4 Kontakt].

6 TECHNISCHE DATEN

6.1 Allgemein

Nenn-Energie	15,6 Wh
Nenn-Spannung	7,24 V
Nenn-Kapazität	2.150 mAh
Ausgangskleinspannung	12 VDC / 1,67 A
Gehäuseabmessungen [cm]	(B × H × T) 8,7 × 4,5 × 8,9
Gewicht	160 g
Laufzeit	ca. 40 Min. bei Komplettladung
Ladezeit	ca. 2 Std. für Komplettladung
Eingang	12 V / 1,67 A
Ausgang	12 V / 1,67 A

6.2 Umgebungsbedingungen für den Betrieb

Umgebungstemperatur	+10°C bis +30°C
Relative Luftfeuchtigkeit	30% bis 75% (nicht kondensierend)
Luftdruck	700 hPa bis 1.060 hPa

7 SONSTIGES

7.1 Transport und Lagerung

Minimale Umgebungstemperatur (ohne Kontrolle der relativen Luftfeuchtigkeit)	-20°C
Maximale Umgebungstemperatur (bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 93%, nicht kondensierend)	+45°C
Luftfeuchtigkeit	0% – 93%
Luftdruck	500 hPa bis 1.060 hPa

7.2 Garantiebedingungen

Ab Erstkaufdatum wird Ihnen während der im Garantieschein angegebenen Garantiezeit garantiert, dass Ihr Akku bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine herstellungsbedingten Material- oder Verarbeitungsmängel aufweist. Der Garantieanspruch unterliegt einer Verjährung von 12 Monaten. Die gegebene Garantie gilt zusätzlich zur Gewährleistungsverpflichtung Ihres Verkäufers. Ihre gesetzlichen Rechte bei Mängeln gegenüber Ihrem Verkäufer werden durch die Garantie oder den Eintritt des Garantiefalls nicht eingeschränkt. Als Garantie- sowie Eigentumsnachweis gilt der vom Fachhändler abgestempelte Garantieschein.

Was wird von der Garantie erfasst?

Sollte ausnahmsweise ein Mangel auftreten, wird der Akku nach Wahl des Herstellers repariert, ausgetauscht oder es wird der Einkaufspreis zurückerstattet. Der Austausch des Akkus kann sowohl in das gleiche als auch in ein mindestens vergleichbares Modell erfolgen. Der Austausch oder die Reparatur des Akkus begründet keine neue Garantie. Alle ausgetauschten Teile werden Eigentum des Herstellers. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für jegliche Schadensersatzansprüche. Dieser Haftungsausschluss findet keine

Anwendung im Fall der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit, bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, der Produkthaftung und bei Verletzung wesentlicher Pflichten aus dem Garantievertrag.

Die Garantie wird nicht gewährt, wenn

- der Akku nicht ordnungsgemäß nach den Vorgaben der Gebrauchsanweisung in Betrieb genommen oder verwendet wurde
- Schäden vorhanden sind, die auf äußere Einflüsse wie Wasser, Feuer, Blitzschlag u.ä. zurückzuführen sind
- der Schaden durch einen unsachgemäßen Transport entstanden ist oder ein Sturzschaden vorliegt
- der Akku unsachgemäß behandelt oder gepflegt wurde
- die Seriennummer am Akku geändert, entfernt oder sonst unleserlich gemacht wurde
- von nicht autorisierten Personen Reparaturen, Anpassungen oder Veränderungen am Akku vorgenommen wurden

Im Übrigen erstreckt sich die Garantie nicht auf Verschleißteile, also Geräteteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind.

Im Falle einer Reklamation, bringen Sie bitte den Akku zu Ihrem Fachhändler oder schicken Sie ihn uns im Originalkarton verpackt und frankiert mit dem vom Fachhändler abgestempelten Garantieschein ein.

Die "Garantiezeit" läuft ab Kaufdatum.

7.3 Herstellerangaben

Hersteller:

VARTA Microbattery GmbH
Daimlerstr. 1
73479 Ellwangen

Vertrieb:

PARI GmbH
Moosstr. 3
82319 Starnberg

7.4 Kontakt

Für Produktinformationen jeder Art, im Fehlerfall oder bei Fragen zur Handhabung wenden Sie sich bitte an unser Service Center:




Tel.: +49 (0)8151-279 279 (deutschsprachig)
+49 (0)8151-279 220 (international)










Für Reparaturen und Garantiefälle senden Sie bitte das Gerät an folgende Adresse:

PARI GmbH – Technischer Service
Holzhofstr. 10b, 82362 Weilheim, Germany

7.5 Zeichenerklärung

Auf dem Akku bzw. auf der Verpackung befinden sich folgende Zeichen:

	Seriennummer des Geräts
	Gleichstrom
	Minimale und maximale Umgebungstemperatur

	Minimale und maximale Luftfeuchtigkeit
	Minimaler und maximaler Luftdruck
	Gerät der Schutzklasse II
	Polarität der Kontakte am Akku
	Dieses Produkt fällt in den Geltungsbereich der WEEE (Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte). Demnach darf dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Es sind die jeweiligen landesspezifischen Entsorgungsregeln zu beachten (z.B. Entsorgung über die Kommunen oder Händler).
	Recycling (Lithium-Ionen)
	Hersteller
	ECE-Genehmigung für die Inbetriebnahme in Kraftfahrzeugen.
	Das Produkt erfüllt die Anforderungen gemäß 2004/108/EG (EMV-Richtlinie), 2006/66/EG (Batterie-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie).

Instructions for use

Information as of: 2014-07. Subject to technical changes.

IMPORTANT INFORMATION	18
General.....	18
Structure of safety instructions	18
Using the rechargeable battery	18
PRODUCT DESCRIPTION	19
Components	19
Intended use.....	19
Explanation of the LEDs on the rechargeable battery.....	19
Product combinations	20
Operating life	20
PREPARATION FOR USE	21
Charging the rechargeable battery	21
Connecting the rechargeable battery to the compressor .	22
Disconnecting the rechargeable battery from the compressor.....	23
MAINTENANCE	23
Cleaning the rechargeable battery	23
Storage.....	24
TROUBLESHOOTING	25
TECHNICAL DATA	26
General.....	26
Ambient conditions for operation	26
MISCELLANEOUS	27
Transportation and storage	27
Terms and conditions of warranty	27
Manufacturer information	29
Contact	29
Explanation of symbols	29

1 IMPORTANT INFORMATION

1.1 General

Please read these instructions for use carefully and completely. Do not discard, so you can consult them at a later date. If you fail to comply with the instructions for use, injury or damage to the device cannot be ruled out.

1.2 Structure of safety instructions

Safety-critical warnings are categorised according to hazard levels in these instructions for use:

- The signal word **WARNING** is used to indicate hazards which, without precautionary measures, can result in serious injury or even death.
- The signal word **CAUTION** is used to indicate hazards which, without precautionary measures, can result in minor to moderate injury or impair treatment.
- The signal word **NOTICE** is used to indicate general precautionary measures which are to be observed to avoid damaging the product during use.

1.3 Using the rechargeable battery

The rechargeable battery must only be used with type 047 PARI compressors. The designator "Type 047" is inscribed on the identification label of suitable compressors.

To ensure problem-free functioning, do not expose the rechargeable battery to direct sunlight, moisture, temperature extremes (above 60 °C), or strong chemicals

The rechargeable battery must not be short circuited. Therefore, ensure that the contacts on the rechargeable battery do not come into contact with electrically conductive metal (e.g., keys).

There is a **risk of explosion** close to open fire.

The rechargeable battery is not splashproof. Protect it from moisture and liquids.

Use only the PARI power adapter or 12 V car adapter supplied with the compressor to charge the rechargeable battery. Use of other products can damage the rechargeable battery.

The rechargeable battery must not be disassembled. Dispose of it in accordance with the regulations prevailing in the country where you are located.

2 PRODUCT DESCRIPTION

2.1 Components

The rechargeable battery is an accessory for type 047 compressors. It is supplied without a charging adapter.

2.2 Intended use

The rechargeable battery is intended to ensure that a regular voltage supply is delivered to PARI type 047 compressors.

2.3 Explanation of the LEDs on the rechargeable battery

The LEDs on the battery indicate its charge level when charging as follows:



Charging process display (goes out when rechargeable battery is fully charged)

Charge level 75% and higher

Charge level 50% to 74%

Charge level 25% to 49%

The LEDs indicate the battery capacity during operation as follows:



— Battery capacity 75% to 100%

— Battery capacity 50% to 74%

— Battery capacity 25% to 49%

The LED flashes when the battery capacity falls below 25%.

When this happens, the remaining runtime is approx. 10 minutes, i.e. the battery must be recharged soon.

If all four LEDs are flashing, there is a fault in the rechargeable battery [see also: 5 TROUBLESHOOTING].

2.4 Product combinations

The rechargeable battery is suitable for operation with all type 047 compressors manufactured by PARI.

2.5 Operating life

If the ambient conditions for [see also: 7.1 Transportation and storage] are complied with, the rechargeable battery has an expected life cycle of:

- approx. 500 charge cycles
- max. 1 year

3 PREPARATION FOR USE

WARNING

Liquids can conduct electricity, thereby posing a **risk of electric shock**. Therefore, never take hold of the power adapter with damp or wet hands.

3.1 Charging the rechargeable battery

The rechargeable battery can be charged using either the power adapter supplied with a type 047 compressor or with the PARI 12 V car adapter, available as an option.


Check the battery housing for damage every time before using. The battery must not be charged or used if it is damaged.

In the delivered state, the rechargeable battery is charged to a level up to 60%. Charge it fully before using for the first time. The charging time for the rechargeable battery depends on its age and residual capacity, but a completely drained battery can be fully recharged in about 2 hours

When fully charged, the new battery has an operating time of about 40 minutes. This corresponds to approx. 8-10 inhalation therapy sessions with a fill quantity of 2.5 ml.


- Connect the power adapter to the power cord socket of the rechargeable battery and then plug it into a suitable socket.

(principle shown in figure)




The charging process display lights up, i.e., the rechargeable battery is being charged. As soon as the battery is fully charged, the charging process display goes out [see also: 2.3 Explanation of the LEDs on the rechargeable battery]. When the charging process is complete, disconnect the power adapter from the mains socket first, and then from the battery.

Info: The rechargeable battery can also be charged using the 12 V car adapter: If the compressor is switched off but still connected to a 12 V power supply via the 12 V car adapter, the rechargeable battery is charged automatically.




3.2 Connecting the rechargeable battery to the compressor

- Place the rechargeable battery on the compressor. Press the two components together until the engaging hook on the release button engages in the bottom of the battery.



3.3 Disconnecting the rechargeable battery from the compressor

- Disconnect the power adapter or the car adapter from the battery.
- Press the engaging hook inwards and pull the battery away from the compressor.



4 MAINTENANCE


4.1 Cleaning the rechargeable battery



WARNING

Liquids can conduct electricity, thereby posing a **risk of electric shock**. Therefore, always switch the compressor off and disconnect the power adapter from the mains socket before starting to clean it.

- Wipe the outer surface of the rechargeable battery with a clean, damp cloth.



NOTICE

Liquids that get into the device can cause a **fault**. Therefore, do not spray any liquid onto the rechargeable battery.

If liquid does get into the battery, it must not be used under any circumstances. Before using the battery again, you must contact the PARI GmbH Technical Service department or the PARI Service Center [see also: 7.4 Contact].

4.2 Storage

- Disconnect the power adapter or the 12 V car adapter from the battery.
- Store the rechargeable battery away from all heat sources (e.g., continuous direct sunlight).

Always disconnect the rechargeable battery from the mains for storage because electrical devices that remain plugged in present a potential hazard source.

5 TROUBLESHOOTING

In the event of faults that are not listed in this chapter, or if the suggested procedure does not correct the fault, contact the PARI GmbH Service Center.

Fault	Possible cause	Procedure
The rechargeable battery is plugged into the compressor, but the compressor is not working.	The battery is flat.	Connect the power adapter to the rechargeable battery to charge it.
	There is a fault in the compressor or the rechargeable battery.	Reset the rechargeable battery: <ul style="list-style-type: none"> • Switch the compressor off. • Disconnect the battery from the compressor [see also: 3.3 Disconnecting the rechargeable battery from the compressor].
All 4 LEDs are flashing	<ul style="list-style-type: none"> – The battery is overloaded (> 3.5 A). – The battery is overheated. – The battery is flat (deeply discharged). 	<ul style="list-style-type: none"> • Wait at least 10 minutes before operating the rechargeable battery again. • If the problem persists, try charging the battery [see also: 3.1 Charging the rechargeable battery]. • If the problem still cannot be corrected, contact Technical Service [see also: 7.4 Contact].

6 TECHNICAL DATA

6.1 General

Nominal energy	15.6 Wh
Nominal voltage	7.24 V
Nominal capacitance	2,150 mAh
Output extra-low voltage	12 VDC / 1.67 A
Housing dimensions [cm]	(W × H × D) 8.7 × 4.5 × 8.9
Weight	160 g
Runtime	approx. 40 min. when fully charged
Charging time	approx. 2 h. to charge fully
Input	12 V DC / 1.67 A
Output	12 V DC / 1.67 A

6.2 Ambient conditions for operation

Ambient temperature	+10 °C to +30 °C
Relative humidity	30% to 75% (non-condensing)
Atmospheric pressure	700 hPa to 1,060 hPa

7 MISCELLANEOUS

7.1 Transportation and storage

Minimum ambient temperature (without monitoring of relative humidity)	-20 °C
Maximum ambient temperature (with relative humidity of up to 93%, non-condensing)	+45 °C
Humidity	0% – 93%
Atmospheric pressure	500 hPa to 1,060 hPa

7.2 Terms and conditions of warranty

If your rechargeable battery is used in accordance with the instructions, we guarantee to you that it will be free from defects in material and workmanship caused by the manufacturing process for the warranty period indicated on the warranty certificate beginning on the date of initial purchase. Claims under the warranty shall be subject to a limitation period of 12 months. The warranty provided applies in addition to the warranty obligation of your dealer. Your statutory rights with respect to your dealer in the event of defects are not limited by the warranty or any claim under the warranty. The warranty certificate stamped by the dealer serves as your proof of warranty and ownership.

What does the warranty cover?

If, exceptionally, a defect is discovered, at the manufacturer's discretion the rechargeable battery will be repaired or replaced, or the purchase price will be refunded. If it is replaced, the replacement battery will either be the same model or a model that is at least comparably equipped. Replacement or repair of the rechargeable battery shall not serve as the basis for a new warranty. All replaced parts will become the property of the manufacturer. Further claims are excluded. This applies particularly for any claims for compensatory damages. This dis-

claimer of warranty shall be ineffective in the event of injury to life, limb or health, in cases of wilful malfeasance and gross negligence, product liability and if substantive obligations under the warranty agreement are violated.

The warranty shall be cancelled if

- the rechargeable battery has been operated or used improperly with respect to the descriptions in the instructions for use
- damage is present that is attributable to the effects of water, fire, lightning, etc.
- the damage was caused by transporting the device incorrectly or a falling impact
- the rechargeable battery has been misused or not cared for correctly
- the serial number on the rechargeable battery has been changed, removed, or otherwise rendered illegible
- repairs, adaptations or modifications have been made to the rechargeable battery by unauthorised persons

Moreover, the warranty does not cover wearing parts, that is to say device parts that are exposed to normal wear.

In the event of a complaint, please bring the rechargeable battery to your specialist dealer or send it to us packed in the original box, postage paid, together with the warranty certificate stamped by the dealer.

The "warranty period" begins on the date of purchase.

7.3 Manufacturer information

Manufacturer:

VARTA Microbattery GmbH
Daimlerstr. 1
73479 Ellwangen

Sales & Marketing

PARI GmbH
Moosstr. 3
82319 Starnberg

7.4 Contact

For all product information and in the event of defects or questions about usage, please contact our Service Center:




Tel.: +49 (0)8151-279 279 (German-speaking)
+49 (0)8151-279 220 (international)










For repairs and claims under the warranty, please send the device to the following address:

PARI GmbH – Technischer Service
Holzhofstr. 10b, 82362 Weilheim, Germany

7.5 Explanation of symbols

The following symbols can be found on the rechargeable battery and/or the packaging:

	Serial number of the device
	Direct current
	Minimum and maximum ambient temperature

	Minimum and maximum humidity
	Minimum and maximum air pressure
	Protection class II device
	Polarity of contacts on the rechargeable battery
	This product is subject to the provisions of the WEEE (Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment). Accordingly, this product must not be disposed of with domestic waste. The disposal regulations prevailing in the respective member countries must be observed (e.g., disposal by local authorities or dealers).
	Recycling (lithium ions)
	Manufacturer
	ECE approval for operation in motor vehicles.
	This product satisfies the requirements of 2004/108/EC (EMC directive), 2006/66/EC (Battery directive) and 2011/65/EU (RoHS directive).

Geräte-Nr.
Appliance no.

Kaufbestätigung: Das Gerät mit der obigen Gerätenummer wurde von uns original verpackt verkauft.

Confirmation of purchase: The appliance with the above appliance number was sold in its original packaging.

Kaufdatum
Purchase date

Stempel und Unterschrift des Fachhändlers
Stamp and signature of the dealer



Akku 047

GARANTIESCHEIN

Für den Akku gewähren wir 6 Monate Garantie.
Die Garantiezeit läuft ab Kaufdatum.

CERTIFICATE OF GUARANTEE

*We grant a 6 months guarantee on the accu,
commencing on the date of purchase.*

PARI GmbH
Technischer Service
Holzhofstr. 10b
82362 Weilheim, Germany



©2014 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 047D3011-B 08/14

Spezialisten für effektive Inhalation



PARI GmbH

Moosstrasse 3 • 82319 Starnberg • Germany

Tel.: +49 (0) 81 51-2 79 0 • Fax: +49 (0) 81 51-2 79 101

E-Mail: info@pari.de • www.pari.de